



# All Purpose Cuffs

## Nejobsáhlejší řada manžet pro měření krevního tlaku

- snadné použití v širokém spektru klinických aplikací
- od dětských velikostí až po XL a na stehno, barevné rozlišení
- značka pro arterii a index obvodu paže
- vyrobeny z nylonu
- vynikající kombinace komfortu a trvanlivosti
- dostupnost různých typů konektorů
- fixační patentka (jednorázová elektroda)



Manžety SunTech APC jsou vhodné pro měření krevního tlaku za všech podmínek a představují vynikající doplněk pro nejkvalitnější světové přístroje pro měření TK, vč. Holterů TK.

Všechny manžety SunTech APC jsou bezlatexové, mají snadno vyjímatelný gumový vak pro praní a dezinfekci obalu manžety, splňují směrnici Rady 93/42 EEC pro medicínské prostředky a dodržují doporučení AAMI SP10:2002.



### PRO PŘÍSTROJE ...

Pro uživatele používající OEM přístroje SunTech (prodávané pod hlavičkou lokálních výrobců) můžeme nabídnout manžety APC s fixační patentkou k jednorázové elektrodě.

Cena manžet APC je přitom velmi zajímavá.

OEM SunTech



### VELIKOSTI A ROZMĚRY

Název	Obvod paže (cm)	Objednáací číslo	PN
Manžeta APC dětská - malá, s patentkou	8 – 13	825-211	98-0080-11
Manžeta APC dětská - standard, s patentkou	12 – 19	825-212	98-0080-12
Manžeta APC dětská - standard, dlouhá, s patentkou	12 – 19	825-213	98-0080-13
Manžeta APC dospělá - malá, s patentkou	17 – 25	825-214	98-0080-14
Manžeta APC dospělá - malá, dlouhá, s patentkou	17 – 25	825-215	98-0080-15
Manžeta APC dospělá - standard, s patentkou	23 – 33	825-216	98-0080-16
Manžeta APC dospělá - standard, dlouhá, s patentkou	23 – 33	825-217	98-0080-17
Manžeta APC dospělá - velká, s patentkou	31 – 40	825-218	98-0080-18
Manžeta APC dospělá - velká, dlouhá, s patentkou	31 – 40	825-219	98-0080-19

Délka hadičky u všech typů manžet: 15 cm, možnost varianty **bez fixační patentky**.

CE Splňuje směrnici Rady 93/42 EEC pro medicínské prostředky



Produkt neobsahuje latex



Produkt neobsahuje PVC

SunTech® All Purpose Cuffs  
CLINICAL GRADE BP CUFF

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Jičín | 17. listopadu 861 | 506 01 | mobil: +420 605 281 433 | tel./fax: +420 493 524 534 | e-mail: info@compek.cz | [www.compek.cz](http://www.compek.cz)

Hradec Králové | Vázní 899 | 500 03 | mobil: +420 603 172 425 | e-mail: hradec@compek.cz

Plzeň | Masarykova 1132/62 | 312 12 | mobil: +420 736 773 551 | e-mail: plzen@compek.cz

Slavičín | Komenského 882 | 763 21 | mobil: +420 774 747 599 | e-mail: morava@compek.cz

Bratislava | Strážna 11 | 831 01 | mobil: +421 908 758 793 | tel.: +421 2 4569 2569 | e-mail: info@compek.sk | [www.compek.sk](http://www.compek.sk)



COMPEK  
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE