



+



MĚŘENÍ TK PŘI ZÁTĚŽI

ORBIT-K™

CE

Manžety Orbit-K™ - překonají Vaše představy

- měření TK při zátěži s nejvyšší přesností
- komfortní obal manžety
- bezpečná fixace manžety při pohybu
- vak pro mikrofon zvyšuje opakovatelnost a spolehlivost měření
- snadná dezinfekce a čištění
- snadné vyjmutí gumového vaku před praním obalu manžety



Manžety Orbit-K™ jsou určeny pro auskultační měření krevního tlaku, vyznačují se odolným obalem manžety s přidavným vakem k zajištění správné pozice mikrofonu podél brachiální arterie.

Manžety Orbit-K™ - jedinečný výkon a výborná volba pro zátěžové testování v kardiologii.

**KOMPATIBILNÍ S PŘÍSTROJI**

Přístroje Cycle™ a Tango™ byly vyvinuty pro přesné a spolehlivé měření krevního tlaku při zátěžových vyšetřeních na ergometrech a běhacích pásích.



Cycle™



Tango+™



Tango® M2

20 1993
2013 **let jsme tu pro Vás**

**COMPEK**
MEDICAL SERVICES

DODAVATEL KOMPLTNÍ ORDINACE



VELIKOSTI A ROZMĚRY

Název	Obvod paže (cm)	Objednací číslo	PN
Manžeta Orbit-K™ dospělá - malá	18 – 27	825-401	98-0061-01
Manžeta Orbit-K™ dospělá - standard	25 – 35	825-402	98-0061-02
Manžeta Orbit-K™ dospělá - plus	33 – 40	825-403	98-0061-05
Manžeta Orbit-K™ dospělá - velká	39 – 44	825-404	98-0061-03
Manžeta Orbit-K™ dospělá malá, s mikrofonem	18 – 27	825-405	98-0062-01
Manžeta Orbit-K™ dospělá, s mikrofonem	25 – 35	825-406	98-0062-02
Manžeta Orbit-K™ dospělá plus, s mikrofonem	33 – 40	825-407	98-0062-05
Manžeta Orbit-K™ dospělá velká, s mikrofonem	39 – 44	825-408	98-0062-03
Mikrofon pro manžetu Orbit-K™		825-421	98-0006-01
Propojovací hadice s kabelem pro Tango+ / M2, 4.5 m		825-424	91-0001-00
Propojovací hadice s kabelem pro Tango+ / M2, 1.8 m		825-425	91-0001-01



CE Splňuje směrnici Rady 93/42 EEC pro
medicínské prostředky

☒ Produkt neobsahuje latex

☒ Produkt neobsahuje PVC

SunTech® Orbit-K
AUSCULTATORY BP CUFF

COMPEK MEDICAL SERVICES, s.r.o.

Jičín | 17. listopadu 861 | 506 01 | mobil: +420 605 281 433 | tel./fax: + 420 493 524 534 | e-mail: info@compek.cz | www.compek.cz

Hradec Králové | Váží 899 | 500 03 | mobil: +420 603 172 425 | e-mail: hradec@compek.cz

Plzeň | Masarykova 1132/62 | 312 12 | mobil: +420 736 773 551 | e-mail: plzen@compek.cz

Slavičín | Komenského 882 | 763 21 | mobil: +420 774 747 599 | e-mail: morava@compek.cz

Bratislava | Strážna 11 | 831 01 | mobil: +421 908 758 793 | tel.: + 421 2 4569 2569 | e-mail: info@compek.sk | www.compek.sk



COMPEK
MEDICALSERVICES

DODAVATEL KOMPLETNÍ ORDINACE